

# CLORURO DE ESTRONCIO HEXAHIDRATADO A.C.S.

SrCl<sub>2</sub> \* 6H<sub>2</sub>O

CAT. 1275

CAS: 10025-70-4

P.M. 266.62

Apariencia típica:

Cristales

Uso analítico:

Preparación de soluciones estándar de estroncio.

Punto de fusión:

61°C cuando se calienta rápidamente.

Solubilidad en agua:

198 g en 100 mL a 40°C

## ESPECIFICACIONES

Ensayo (SrCl<sub>2</sub> \* 6H<sub>2</sub>O)

99.0 – 103.0%

pH de una solución al 5% a 25°C

5.0 – 7.0

*Máximo permitido*

Materia insoluble

0.005%

Sulfato (SO<sub>4</sub>)

0.001%

Bario (Ba)

0.05%

Calcio (Ca)

0.05%

Magnesio (Mg)

2 ppm

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

5 ppm

## PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE