

COLORURO DE ESTRONCIO ANHIDRO REACTIVO

Strontium Chloride Anhydrous

SrCl_2

CAS: 10476-85-4

Apariencia típica:

CAT. 1280

P.M. 158.53

Polvo blanco.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (SrCl_2)

$\geq 95.0\%$

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Sulfato (SO_4)

0.002%

Bario (Ba)

0.5%

Calcio (Ca)

0.05%

Magnesio (Mg)

0.002%

Metales pesados (como Pb)

10 ppm

Hierro (Fe)

10 ppm

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE