

NITRATO DE ESTRONCIO A.C.S.

Strontium Nitrate	CAT. 1285
$\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$	P.M. 211.63
CAS: 10042-76-9	
Apariencia típica:	Cristales.
Uso analítico:	Preparación de soluciones estándar de estroncio.
Punto de fusión:	570°C
Solubilidad acuosa:	66 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$)	$\geq 99.0\%$
pH de una solución al 5% a 25.0°C	5.0 – 7.0
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.01%
Pérdida por secado	0.1%
Cloruro (Cl)	0.002%
Sulfato (SO_4)	0.005%
Bario (Ba)	0.05%
Calcio (Ca)	0.05%
Magnesio (Mg)	0.10%
Sodio (Na)	0.10%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm

PRESENTACIONES

NFPA: 1-0-0	100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO
-------------	-----------------	-------------------------------