

ETILEN GLICOL REACTIVO

Ethylene Glycol	CAT. 1300
$\text{CH}_2\text{OHCH}_2\text{OH}$	P.M. 62.07
CAS: 107-21-1	
Apariencia típica:	Líquido incoloro de olor suave con sabor dulce, higroscópico.
Punto de ebullición:	196 – 198°C
Densidad:	1.1 g/mL a 25°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{CH}_2\text{OHCH}_2\text{OH}$)	$\geq 99.0\%$
Miscibilidad	Pasa prueba
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Acidez (como $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$)	0.005%
Cloruro (Cl)	0.02%
Sulfato (SO_4)	0.002%
Metales pesados (como Pb)	0.0005%
Agua (H_2O)	0.3%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE