

1,10-FENANTROLINA MONOHIDRATADA A.C.S.

1,10-Phenanthroline Monohydrate

CAT. 1310

$C_{12}H_8N_2 \cdot H_2O$

P.M. 198.22

CAS: 5144-89-8

Apariencia típica:

Sólido blanco; se tornan color crema cuando se almacena durante un tiempo considerable.

Uso analítico:

Indicador colorimétrico; determinación de hierro; base como indicador redox.

Punto de fusión:

90 – 93°C

Solubilidad acuosa:

0.3 g en 100 mL

ESPECIFICACIONES

Apropiado como indicador redox

Pasa prueba

Apropiado para determinación de hierro

Pasa prueba

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 2-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE