

FENOLFTALEÍNA A.C.S.

Phenolphthalein	CAT. 1315
3,3-Bis(p-hidroxifenil)ftalido	
$C_{20}H_{14}O_4$	P.M. 318.32
CAS: 77-09-8	
Apariencia típica:	Polvo blanco o blanco amarillento.
Uso analítico:	Indicador para titulaciones acidimétricas.
Punto de fusión:	258 – 262°C
Solubilidad acuosa:	Casi insoluble.
Densidad:	1.3 g/mL
pKa:	9.7

ESPECIFICACIONES

Claridad en solución alcohólica	Pasa prueba
Intervalo de transición visual	pH 8.0 (incoloro) a pH 10 (rojo)

PRESENTACIONES

NFPA: 1-1-0	25, 100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	---------------------	----------------------------