

CITRATO FÉRRICO AMÓNICO VERDE REACTIVO

Ferric Ammonium Citrate

$C_6H_{11}FeNO_7$

CAS: 1185-57-5

Apariencia típica:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1320

P.M. 265.00

Polvo granular verde, higroscópico.

1200 g/L a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Fe)

Identidad (A y B)

14.0 – 21.0%

Corresponde

Máximo permitido

Sulfato (SO_4)

Arsénico (As)

Metales pesados (como Pb)

Citrato férrico

0.5%

4 ppm

20 ppm

Pasa prueba

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE