

COLORURO FÉRRICO HEXAHIDRATADO A.C.S.

Ferric Chloride Hexahydrate

$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

CAS: 10025-77-1

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1330

P.M. 270.30

Trozos delicuescentes café-amarillentos.

Reactivo clínico (aminoácidos en orina).

37°C

92 g en 100 mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{FeCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)

97.0 – 102.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Nitrato (NO_3)

0.01%

Sulfato (SO_4)

0.01%

Compuestos de fósforo (como PO_4)

0.01%

Calcio (Ca)

0.01%

Cobre (Cu)

0.003%

Magnesio (Mg)

0.005%

Potasio (K)

0.005%

Sodio (Na)

0.05%

Zinc (Zn)

0.003%

Hierro ferroso (Fe^{2+})

0.002%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: BLANCO