

ÓXIDO FÉRRICO REACTIVO

Ferric Oxide
(Óxido de hierro III)

Fe_2O_3

CAS: 1309-37-1

Apariencia típica:

CAT. 1340

P.M. 159.70

Polvo de color rojo a marrón.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Fe_2O_3)

97.0 – 100.5%

Máximo permitido

Sustancias solubles en agua

1.0%

Sustancias insolubles en HCl

0.3%

Pérdida por ignición

1.0%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE