

SULFATO FÉRRICO HIDRATADO REACTIVO

Ferric Sulfate Hydrated

$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

CAS: 10028-22-5

Apariencia típica:

CAT. 1345

P.M. 399.9

Polvo blanco grisáceo o ligeramente amarillo.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Fe)

21.0 – 23.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Cloruro (Cl)

0.004%

Ion Ferroso (Fe^{2+})

0.05%

Nitrato (NO_3)

0.02%

Álcalis

0.2%

Cobre (Cu)

0.005%

Zinc (Zn)

0.005%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE