

FLOROGLUCINOL REACTIVO

Phloroglucinol
(1,3,5-Trihidroxibenceno)

CAT. 1385

$C_6H_6O_3$

P.M. 126.11

CAS: 108-73-6

Apariencia típica:

Cristales rómbicos o polvo cristalino blanco a ligeramente amarillo.

Solubilidad acuosa:

1 g en 100 mL

ESPECIFICACIONES

Rango de fusión

216 – 219°C

Solubilidad en alcohol

Pasa prueba

Máximo permitido

Residuo después de ignición

0.10%

Diresorcinol

No reacciona

PRESENTACIONES

10, 25 g

NFPA: 1-1-1

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE