

FLUORESCEÍNA SAL SÓDICA INDICADOR

Fluorescein Sodium Salt
(Amarillo ácido 73, Uranina)

$C_{20}H_{10}Na_2O_5$

CAS: 518-47-8

Apariencia típica:

Punto de fusión:

CAT. 1400

P.M. 376.27

Polvo rojo o rojo – amarillento.
314 – 316°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo $C_{20}H_{10}Na_2O_5$

Sensibilidad

Acriflavina

≥ 88.3%

Pasa prueba

Pasa prueba

Máximo permitido

Agua (H₂O)

7.0%

PRESENTACIONES

5, 10, 25, 100 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE