

HIDROQUINONA REACTIVO

Hydroquinone
 $1,4-(\text{OH})_2\text{C}_6\text{H}_4$
 CAS: 123-31-9
 Apariencia típica:

CAT. 1490
 P.M. 110.11

Cristales

ESPECIFICACIONES

Rango de fusión
 Solubilidad
 Catecol
 Resorcinol

171 – 173°C
 Pasa prueba
 Pasa prueba
 Pasa prueba
Máximo permitido

Residuo después de ignición
 Sulfato (SO_4)
 Metales pesados (como Pb)

0.05%
 0.01%
 0.001%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE