

L-HISTIDINA MONOHIDROCLORURO MONOHIDRATADO REACTIVO

L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate

$C_6H_9N_3O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$

CAS: 5934-29-2

Apariencia típica:

Punto de fusión:

CAT. 1501

P.M. 209.63

Cristales rómbicos.
251 – 252°C con descomposición.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_6H_9N_3O_2 \cdot HCl \cdot H_2O$)

Rotación específica $[\alpha]_D^{20}$

Solubilidad (0.5M en H_2O a 20°C)

Materia insoluble

$\geq 99.0\%$

$+9.5 \pm 0.5^\circ$

Máximo permitido

Pasa prueba

Pasa prueba

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE