

L-LISINA MONOHIDROCLORURO REACTIVO

L-Lysine Monohydrochloride

$C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$

CAS: 657-27-2

Apariencia típica:

Punto de fusión:

CAT. 1531

P.M. 182.65

Cristales blancos.

263 – 264°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_6H_{14}N_2O_2 \cdot HCl$)

98.5 – 101.5%

Máximo permitido

Residuo de ignición

0.1%

Pérdida por secado

0.4%

Contenido de cloruro

19.0 – 19.6%

Sulfato (SO_4)

300 ppm

Hierro (Fe)

30 ppm

Metales Pesados (como Pb)

15 ppm

PRESENTACIONES

25, 100 g

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE