

CARBONATO DE LITIO A.C.S.

Lithium Carbonate

Li_2CO_3

CAS: 554-13-2

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1535

P.M. 73.89

Polvo blanco.

Modificador de muestras.

720°C

0.7 g en 100 mL a 100°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Li_2CO_3)

$\geq 99.0\%$

Máximo permitido

Materia insoluble en HCl diluido

0.01%

Cloruro (Cl)

0.005%

Nitrato (NO_3)

5 ppm

Compuestos sulfurados (como SO_4)

0.2%

Metales pesados (como Pb)

0.002%

Hierro (Fe)

0.002%

Calcio (Ca)

0.01%

Potasio (K)

0.01%

Sodio (Na)

0.1%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE