

NITRATO DE LITIO REACTIVO

Lithium Nitrate	CAT. 1545
LiNO_3	P.M. 68.94
CAS: 7790-69-4	
Apariencia típica:	Cristales incoloros delicuescentes.
Punto de fusión:	255°C
Solubilidad acuosa:	522 g/L a 20°C

ESPECIFICACIONES

	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.01%
Pérdida por secado a 120°C	4.0%
Neutralidad	Pasa prueba
Cloruro (Cl)	0.002%
Fosfato (PO_4)	0.001%
Sulfato (SO_4)	0.03%
Compuestos de amonio (NH_3)	0.003%
Bario (Ba)	0.005%
Calcio (Ca)	0.02%
Metales pesados (como Pb)	0.001%
Hierro (Fe)	0.002%
Magnesio (Mg)	0.1%
Potasio y sodio (K, Na)	0.2%

PRESENTACIONES

NFPA: 2-0-3	50, 100, 250 g	COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO
-------------	----------------	-------------------------------