

LUMINOL REACTIVO

Luminol
 $C_8H_7N_3O_2$ CAT. 1556
 P.M. 177.16

CAS: 521-31-3

Apariencia típica:

Polvo blanco a amarillo, a naranja marrón o verde.

Punto de fusión:

317°C

Solubilidad acuosa

Poco soluble.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_8H_7N_3O_2$)

≥ 96.5%

Solubilidad

Pasa prueba

PRESENTACIONES

5, 10 g

NFPA: 0-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE