

## ACETATO DE MAGNESIO TETRAHIDRATADO A.C.S.

Magnesium Acetate Tetrahydrate  
 $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Mg} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

CAS: 16674-78-5

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1560

P.M. 214.45

Cristales incoloros delicuescentes.

Buffer, detección de sodio.

80°C

Muy soluble.

### ESPECIFICACIONES

Ensayo  $((\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Mg} \cdot 4\text{H}_2\text{O})$

98.0 – 102.0%

*Máximo permitido*

Materia insoluble

0.005%

Sulfato ( $\text{SO}_4$ )

0.005%

Bario (Ba)

0.001%

Cloruro (Cl)

0.001%

Hierro (Fe)

5 ppm

Calcio (Ca)

0.01%

Manganeso (Mn)

0.001%

Potasio (K)

0.005%

Sodio (Na)

0.005%

Estroncio (Sr)

0.005%

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

### PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE