

MAGNESIO CINTA REACTIVO

Magnesium	CAT. 1570
Mg	P.A. 24.30
CAS: 7439-95-4	
Apariencia típica:	Metal de color blanco plateado.

ESPECIFICACIONES

Solubilidad en ácido clorhídrico	Pasa prueba
	<i>Máximo permitido</i>
Metales precipitados por NH_4OH	0.3%
Metales pesados (como Pb)	0.005%
Hierro (Fe)	0.03%
Zinc (Zn)	0.005%

PRESENTACIONES

NFPA: 0-1-1-W	5, 10, 25 g	COLOR DE ALMACENAJE: ROJO
---------------	-------------	---------------------------