

CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO A.C.S.

Magnesium Chloride Hexahydrate

$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

CAS: 7791-18-6

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1575

P.M. 203.30

Cristales incoloros delicuescentes.

Ajustador de fuerza iónica.

115°C, con descomposición.

167 g en 100 mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)

99.0 – 102.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.005%

Nitrato (NO_3)

0.001%

Fosfato (PO_4)

5 ppm

Sulfato (SO_4)

0.002%

Amonio (NH_4)

0.002%

Bario (Ba)

0.005%

Calcio (Ca)

0.01%

Manganeso (Mn)

5 ppm

Potasio (K)

0.005%

Sodio (Na)

0.005%

Estroncio (Sr)

0.005%

Metales pesados (como Pb)

5 ppm

Hierro (Fe)

5 ppm

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5, 10 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE