

ESTEARATO DE MAGNESIO REACTIVO

Magnesium Stearate

CAT. 1580

*Es un compuesto de magnesio, mezcla de ácidos orgánicos sólidos, obtenidos de grasas;
contiene principalmente proporciones variables de estearato y palmitato de magnesio.*

$\text{Mg}(\text{C}_{18}\text{H}_{35}\text{O}_2)_2$

P.M. 591.3

CAS: 557-04-0

Apariencia típica:

Polvo blanco.

Solubilidad acuosa:

ESPECIFICACIONES

Identidad

Pasa prueba

Descripción

Corresponde

Solubilidad

Pasa prueba

Ensayo (Mg) base seca

4.0 – 5.0%

Máximo permitido

Pérdida por secado

6.0%

Índice de acidez o alcalinidad

Pasa prueba

Plomo (Pb)

10 ppm

Cloruros (Cl)

250 ppm

Sulfatos (SO_4)

250 ppm

Estearato de Zn

0.5%

PRESENTACIONES

250, 500 g

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE