

SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO REACTIVO

Magnesium Sulfate Anhydrous

MgSO₄

CAS: 7487-88-9

Apariencia típica:

CAT. 1605

P.M. 120.37

Polvo

ESPECIFICACIONES

Ensayo(MgSO₄)

60.0 – 70.0%

Máximo permitido

Acidez o alcalinidad

Pasa prueba

Arsénico (As)

3 ppm

Hierro(Fe)

16 ppm

Metales pesados (como Pb)

20 ppm

Zinc (Zn)

Pasa prueba

Cloruros(Cl)

500 ppm

Materia insoluble

Pasa prueba

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE