

DIÓXIDO DE MANGANESO REACTIVO

Manganese Dioxide

MnO_2

CAS: 1313-13-9

Apariencia típica:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1620

P.M. 86.94

Polvo gris metálico.

Insoluble, soluble en ácido clorhídrico caliente.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (MnO_2)

$\geq 98.5\%$

Máximo permitido

Materia insoluble en ácido

0.05%

Cloruro (Cl)

0.02%

Nitrato (NO_3)

0.05%

Sulfato (SO_4)

0.05%

Álcalis y tierras alcalinas

0.3%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE