

NITRATO MANGANOSO SOLUCIÓN 50 – 52% REACTIVO

Manganese Nitrate

$\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$

CAS: 10377-66-9

Apariencia típica:

Densidad:

CAT. 1635

P.M. 178.96

Líquido

1.536 a 25°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$)

50.0 – 52.0%

Máximo permitido

Cloruro (Cl)

0.001%

Sulfato (SO_4)

0.01%

Metales pesados (como Pb)

0.05%

Cadmio (Cd)

0.001%

Hierro (Fe)

0.001%

Níquel (Ni)

0.001%

Zinc (Zn)

0.001%

Calcio (Ca)

0.01%

Álcali y magnesio

0.25%

PRESENTACIONES

125, 250, 500 mL, 1 L

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO