

D-MANOSA REACTIVO

D-(+)-Mannose	CAT. 1646
D-Manopiranos	
$C_6H_{12}O_6$	P.M. 180.16
CAS: 3458-28-4	
Apariencia típica:	Cristales

ESPECIFICACIONES

Rotación específica $[\alpha]_D^{25}$	$+13.8 \pm 0.5^\circ$
Punto de fusión	133 – 140°C
	<i>Máximo permitido</i>
Pérdida por secado	1.0%
Solubilidad en agua [1 g/0.4 mL]	Pasa prueba
Solubilidad en etanol [1 g/250 mL]	Pasa prueba
Solubilidad en metanol [1 g/120 mL]	Pasa prueba
Solubilidad en piridina [1 g/3.5 mL]	Pasa prueba

PRESENTACIONES

NFPA: 0-1-0	5, 10, 25 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	-------------	----------------------------