

COLORURO MERCÚRICO A.C.S.

Mercuric Chloride
(Cloruro de Mercurio (II))
 HgCl_2

CAT. 1655
P.M. 271.50

CAS: 7487-94-7
Apariencia típica:
Uso analítico:

Cristales incoloros o polvo blanco.
Preparación de soluciones estándar; en la amalgamación de zinc para el reductor de Jones.
277°C; sublima considerablemente a 100°C
6.5 g en 100 mL a 20°C

Punto de fusión:
Solubilidad acuosa:

ESPECIFICACIONES

Ensayo (HgCl_2) $\geq 99.5\%$
Solución en éter etílico Pasa prueba
Máximo permitido
Residuo después de reducción 0.02%
Hierro (Fe) 0.002%

PRESENTACIONES

NFPA: 3-0-0

25, 100, 250, 500 g

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL