

TIOCIANATO MERCÚRICO REACTIVO

Mercuric Thiocyanate
(Tiocianato de Mercurio (II), Sulfocianuro mercúrico)

CAT. 1685

$\text{Hg}(\text{SCN})_2$

P.M. 316.75

CAS: 592-85-8

Apariencia típica:

Polvo cristalino blanco a ligeramente color crema.

Punto de fusión:

165°C

Solubilidad acuosa:

0.7 g/L a 25°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Hg}(\text{SCN})_2$)

99.0 – 100.5%

PRESENTACIONES

25 g

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL