

YODURO MERCÚRICO ROJO A.C.S.

Mercuric Iodide, Red (Yoduro de Mercurio II)	CAT. 1690
HgI ₂	P.M. 454.40
CAS: 7774-29-0	
Apariencia típica:	Polvo rojo.
Uso analítico:	Preparación de reactivo de Nessler.
Punto de fusión:	259°C
Solubilidad acuosa:	Insoluble

ESPECIFICACIONES

Ensayo (HgI ₂)	≥ 99.0%
Solubilidad en solución de yoduro de potasio	Pasa prueba
	<i>Máximo permitido</i>
Mercurio mercurioso (como Hg)	0.1%
Sales de mercurio solubles (como Hg)	0.05%

PRESENTACIONES

NFPA: 3-0-0	25, 100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: AZUL
-------------	---------------------	---------------------------