

NITRATO MERCUROSO DIHIDRATADO REACTIVO

Mercurous Nitrate Dihydrate

$\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

CAS: 14836-60-3

Apariencia típica:

CAT. 1697

P.M. 561.22

Cristales incoloros.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

$\geq 97.0\%$

Máximo permitido

Materia insoluble y cloruro

Pasa prueba

Residuo después de ignición

0.02%

Sulfato (SO_4)

0.01%

Algunos metales pesados (como Pb)

0.002%

Hierro (Fe)

0.001%

Sales de mercuríco

0.5%

PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 g

NFPA: 3-1-1

COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO