

METIL ISOBUTIL CETONA A.C.S.

Methyl Isobutyl Ketone	CAT. 1720
(4-Metil-2-Pentanona)	
$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COCH}_3$	P.M. 100.16
CAS: 108-10-1	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Solvente; extracción de solventes.
Punto de ebullición:	118°C
Solubilidad acuosa:	Moderadamente soluble.
Densidad:	0.8 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo $((\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{COCH}_3)$	$\geq 98.5\%$
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	15
Residuo después de evaporación	0.005%
Ácido titulable [meq/g]	0.002
Agua (H_2O)	0.1%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 2-3-1

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO