

DICLOROMETANO A.C.S.

Dichlorometane	CAT. 1725
(Cloruro de metileno)	
CH_2Cl_2	P.M. 84.93
CAS: 75-09-2	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Extracción de solventes.
Punto de ebullición:	40°C
Solubilidad acuosa:	1.3 g en 100 mL a 25°C
Densidad:	1.33 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CH_2Cl_2)	$\geq 99.5\%$
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.002%
Ácido titulable [meq/g]	0.0003
Halógenos libres	Pasa prueba
Agua (H_2O)	0.02%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 2-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL