

## SALICILATO DE METILO REACTIVO

Methyl Salicylate

$\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOCH}_3$

CAS: 119-36-8

Apariencia típica:

Punto de ebullición:

Densidad:

CAT. 1735

P.M. 152.06

Líquido aceitoso incoloro, amarillo o rojizo.

220 – 224°C

1.18 g/mL

### ESPECIFICACIONES

Ensayo ( $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{COOCH}_3$ )

98.0 – 100.5%

*Máximo permitido*

Solubilidad en alcohol

Pasa prueba

Metales pesados (como Pb)

0.004%

### PRESENTACIONES

250, 500 mL, 1, 4, 18 L

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE