

TRIÓXIDO DE MOLIBDENO A.C.S.

Molybdenum Trioxide	CAT. 1740
(Óxido de Molibdeno VI)	
MoO_3	P.M. 143.94
CAS: 1313-27-5	
Apariencia típica:	Cristales blancos, ligeramente amarillos, verdes o grises.
Uso analítico:	Análisis de trazas de metales.
Punto de fusión:	795°C
Solubilidad acuosa:	Muy poco soluble.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (MoO_3)	$\geq 99.5\%$
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble en hidróxido de amonio diluido	0.01%
Cloruro (Cl)	0.002%
Nitrato (NO_3)	Pasa prueba
Arsenato, fosfato, y silicato (como SiO_2)	0.001%
Fosfato (PO_4)	5 ppm
Sulfato (SO_4)	0.02%
Amonio (NH_4)	0.002%
Metales pesados (como Pb)	0.005%

PRESENTACIONES

NFPA: 2-0-0	25, 100, 250 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	----------------	----------------------------