

MONOETANOLAMINA REACTIVO

Monoethanolamine	CAT. 1745
$\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$	P.M. 61.08
CAS: 141-43-5	
Apariencia típica:	Líquido viscoso, higroscópico con olor amoniacal.
Uso analítico:	Buffer; removedor de dióxido de carbono.
Punto de ebullición:	170°C
Solubilidad acuosa:	Miscible
Densidad:	1.01 g/mL
pKa:	9.4

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$)	$\geq 99.0\%$
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	15
Agua (H_2O)	1.0%
Hierro (Fe)	5 ppm
Metales pesados (como Pb)	5 ppm

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 2-2-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO