

MORFOLINA A.C.S

Morpholine	CAT. 1750
(Tetrahidro-1,4-oxazina)	
C_4H_9NO	P.M. 87.12
CAS: 110-91-8	
Apariencia típica:	Líquido claro.
Uso analítico:	Inhibidor de la corrosión y disolvente.
Punto de ebullición:	129°C
Solubilidad acuosa:	Misible en agua y etanol.
Densidad:	0.99 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (C_4H_9NO)	$\geq 99.0\%$
Color (APHA)	Máximo permitido
Rango de ebullición	15
	126.0 – 130.0°C

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4 L

NFPA: 3-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO