

NEGRO DE ERIOCROMO T A.C.S.

Eriochrome Black T

CAT. 1785

C.I. Negro Mordante 11, Sal Monosodica.

$C_{20}H_{12}N_3NaO_7S$

P.M. 461.38

CAS: 1787-61-7

Apariencia típica:

Polvo negro con tintes de color café.

Uso analítico:

Indicador para titulaciones complejométricas.

ESPECIFICACIONES

Claridad en solución

Pasa prueba

Sensibilidad como indicador complejométrico

Pasa prueba

PRESENTACIONES

5, 10, 25, 100 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE