

NINHIDRINA A.C.S.

Ninhydrin	CAT. 1790
(1,2,3-Triketohidrindina Monohidratada)	
$C_9H_6O_4$	P.M. 178.14
CAS: 485-47-2	
Apariencia típica:	Cristales blancos o ligeramente color café.
Uso analítico:	Determinación de aminoácidos.
Cambio de estado (aproximado):	Punto de fusión, 250°C, con descomposición.
Solubilidad acuosa:	2 g en 100 mL

ESPECIFICACIONES

Identificación y punto de fusión	Pasa prueba
Solubilidad	Pasa prueba
Sensibilidad a los aminoácidos	Pasa prueba

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE