

ACETATO DE NÍQUEL REACTIVO

Nickel Acetate
 $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ni} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

CAS: 6018-89-9

Apariencia típica:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1795

P.M. 248.86

Polvo cristalino verde.

1 g en 6 mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo $[\text{Ni}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_4\text{H}_2\text{O}]$

$\geq 98.0\%$

Máximo permitido

Materia insoluble

0.01%

Cloruro (Cl)

0.003%

Nitrato (NO_3)

0.03%

Sulfato (SO_4)

0.02%

Tierras alcalinas, etc.

0.2%

Cobalto (Co)

0.1%

Cobre (Cu)

0.01%

Hierro (Fe)

0.003%

Plomo (Pb)

0.005%

Zinc (Zn)

0.03%

PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 g

NFPA: 3-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL