

CARBONATO DE NÍQUEL TETRAHIDRATADO REACTIVO

Nickel Carbonate Tetrahydrate
(Carbonato de Níquel (II) tetrahidratado)

$\sim \text{NiCO}_3 \cdot 2\text{Ni}(\text{OH})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

CAS: 39430-27-8

Apariencia típica:

Solubilidad acuosa:

CAT. 1800

P.M. 587.59

Polvo verde.

Insoluble; soluble en ácidos.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Ni)

$\geq 44.0\%$

Máximo permitido

Insolubilidad en ácido clorhídrico

0.01%

Cloruro (Cl)

0.005%

Nitrato (NO_3)

0.05%

Sulfato (SO_4)

0.03%

Carbonato alcalino (como Na_2CO_3)

0.1%

Álcali y tierras alcalinas

0.3%

Cobalto (Co)

0.2%

Cobre (Cu)

0.02%

Hierro (Fe)

0.01%

Plomo (Pb)

0.005%

Zinc (Zn)

0.05%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL