

COLORURO DE NÍQUEL HEXAHIDRATADO A.C.S.

Nickel Chloride Hexahydrate
(Cloruro de Níquel (II) Hexahidratado)
 $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
CAS: 7791-20-0
Apariencia típica:
Uso analítico:
Solubilidad acuosa:

CAT. 1805

P.M. 237.69

Cristales verdes.
Electroplatinación
254 g en 100 mL a 20°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	≥ 97%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.005%
Compuestos nitrogenados (como N)	0.005%
Sulfato (SO_4)	0.005%
Calcio (Ca)	0.01%
Cobalto (Co)	0.1%
Cobre (Cu)	0.002%
Hierro (Fe)	0.002%
Plomo (Pb)	0.005%
Magnesio (Mg)	0.01%
Manganeso (Mn)	0.002%
Potasio (K)	0.01%
Sodio (Na)	0.05%
Zinc (Zn)	0.01%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL