

p-NITROANILINA REACTIVO

p-Nitroaniline	CAT. 1822
(4-Nitroanilina)	
$O_2NC_6H_4NH_2$	P.M. 138.13
CAS: 100-01-6	
Apariencia típica:	Polvo cristalino amarillo brillante e inodoro.
Uso analítico:	Investigación y química fina.
Punto de inflamación:	213°C
Solubilidad acuosa:	Insoluble

ESPECIFICACIONES

Punto de fusión	146 – 148°C
Solubilidad en alcohol o éter	Pasa prueba
	<i>Máximo permitido</i>
Residuo después de ignición	0.1%

PRESENTACIONES

NFPA: 3-1-2	25, 50, 100 g	COLOR DE ALMACENAJE: AZUL
-------------	---------------	---------------------------