



Sensor de conductividad Polymetron 8310 2-EL, $k=0,01 \text{ cm}^{-1}$, $\frac{3}{4}$ " NPT

Ref. producto: 08310=A=0000

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Sensor de conductividad con 2 electrodos, constante de la celda $k=0,01 \text{ cm}^{-1}$. Rosca $\frac{3}{4}$ " NPT con certificado de análisis. $T_{\text{máx.}}=125 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $p_{\text{máx.}}=10 \text{ bar}$

Especificaciones

Caudal de muestra:	Minimum: 100ml/min (6l/hour) with homogeneous flow sample or 330 ml/min (20l/hour)
Conexión de cable:	Cabezal del conector de poliéster reforzado con fibra de vidrio IP 65
Conexión de proceso:	0.75 " Rosca NPT
Constante de celda K:	0.01 cm^{-1}
Constante de recipiente:	1,00 si se encuentra colocado en una cámara de flujo 8318
Garantía:	6 meses
Longitud:	119.5 mm
Material:	PSU de color negro, acero inoxidable 316L
Materiales en contacto con la muestra:	PSU de color negro, acero inoxidable 316L
Principio de medición:	Conductividad de contacto de 2 electrodos
Rango de medición:	0.01 - 50 $\mu\text{S/cm}$ SIPAN 32/34
Rango de presión:	10 bar máximo
Rango de temperatura de operación:	125 $^{\circ}\text{C}$ máximo
Sensor de temperatura:	Pt100 Class A