

PANCREATINA REACTIVO

Pancreatine

CAT. 1835

CAS: 8049-47-6

Apariencia típica:

Polvo amorfo, ligeramente café.

Solubilidad acuosa:

Ligeramente soluble en agua, prácticamente insoluble en alcohol y éter.

ESPECIFICACIONES

Actividad proteolítica

≥ 280.00 LVU/gr

Proteasa

≥ 270 U/mg

Amilasa

≥ 260 U/mg

Lipasa

≥ 60.0 U/mg

Grasa

$\leq 5.0\%$

Humedad

$\leq 5.0\%$

PRESENTACIONES

25, 100, 250 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE