

PAPAÍNA SOLUBLE REACTIVO

Papain	CAT. 1840
CAS: 9001-73-4	
Apariencia típica:	Polvo blanco o ligeramente café.
Solubilidad acuosa:	Soluble

ESPECIFICACIONES

Color	Pasa prueba
Olor	Pasa prueba
Apariencia	Pasa prueba
	<i>Máximo permitido</i>
Pérdida por secado	8.0%
Solubilidad en agua	Pasa prueba
pH de una solución al 0.2% a 25°C	3 – 9

PRESENTACIONES

25, 100, 250 g

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE