



Polymetron 8311 Sensor de conductividad 2-EL, K=0,1 cm, repuesto para D3411

Ref. producto: 08311=A=0000

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Especificaciones

Caudal de muestra:	Mínimo: 100 mL/min (6 L/h) con una muestra homogénea de flujo o 330 mL/min (20 L/h)
Conexión de cable:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Conexión de proceso:	0.75 " Rosca NPT
Constante de celda K:	0,1 cm ⁻¹
Constante de recipiente:	1.00 si se monta en una cámara de flujo Polymetron 8318
Garantía:	6 meses
Longitud:	119.5 mm
Principio de medición:	2EL conductivo
Protección de la carcasa (IP):	IP65
Rango de medición:	0.1 - 2000 µS/cm
Rango de presión:	Máx. 10 bar
Rango de temperatura de operación:	125 °C máximo
Sensor de temperatura:	Pt100 Class A