

p-NITROFENOL INDICADOR

p-Nitrophenol
(4-Nitrofenol)

CAT. 1845

$C_6H_5NO_3$

P.M. 139.11

CAS: 100-02-7

Apariencia típica:

Cristales o polvo que va de amarillo a café.

Solubilidad acuosa:

1.6 g/100 mL a 25°C

Densidad:

1.48 g/mL

ESPECIFICACIONES

Punto de fusión

112 – 114°C

Intervalo de transición visual:

pH 5.6 (incoloro) a pH 7.6 (amarillo)

PRESENTACIONES

25, 50, 100 g

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE