

PENTANO REACTIVO

Pentane	CAT. 1851
(n-Pentano)	
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	P.M. 72.15
CAS: 109-66-0	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Solvente
Punto de ebullición:	34 – 36°C
Densidad:	0.62 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$) por GC, corregido por agua	$\geq 99.0\%$ <i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.002%
Agua (H_2O)	0.02%

PRESENTACIONES

NFPA: 1-4-0	500 mL, 1 L	COLOR DE ALMACENAJE: ROJO
-------------	-------------	---------------------------