

PEPSINA REACTIVO

Pepsin	CAT. 1855
(1:3,000)	
CAS: 9001-75-6	
Apariencia típica:	Gránulos blancos o ligeramente amarillentos de olor cacterístico.

ESPECIFICACIONES

Descripción	Pasa prueba
Identificación	Pasa prueba
Ensayo (Digerido como albúmina de huevo)	2000 – 3500
Contenido total viable (por peso)	Máx. 10000
Prueba para especie de <i>Salmonella</i>	Pasa prueba
Prueba para <i>Escherichia coli</i>	Pasa prueba
Prueba para <i>Pseudomonas</i>	Pasa prueba
Prueba para <i>Staphylococcus</i>	Pasa prueba

PRESENTACIONES

NFPA: 1-1-0	25, 50, 100 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	---------------	----------------------------