



Sensor de conductividad 2-EL, K=1,0 cm, repuesto para 3412

Ref. producto: 08312=A=0000

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

2 EL Conductivity sensor with Pt100 and 3/4" NPT thread. Cell constant $k = 1.0 \text{ cm}^{-1}$, $T_{\text{max}} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $p_{\text{max}} = 10 \text{ bar}$

Especificaciones

Caudal de muestra:	Minimum: 100 mL/min (6 L/h) with homogeneous flow sample or 330 mL/min (20 L/h)
Conexión de proceso:	0.75 " Rosca NPT
Constante de celda K:	1.00 cm^{-1}
Constante de recipiente:	1.00 si se monta en una cámara de flujo 8318
Garantía:	6 meses
Longitud:	114.5 mm
Principio de medición:	2EL conductivo
Protección de la carcasa (IP):	IP65
Rango de medición:	1 - 20000 $\mu\text{S/cm}$
Rango de presión:	Máx. 10 bar
Rango de temperatura de operación:	125 $^{\circ}\text{C}$ máximo
Sensor de temperatura:	Pt100 Class A